

Innstillinger i din Animas® Vibe™

Animas® – innstillinger i din pumpe

Basalprogram

Hovedmeny > Basal

En «A» vises til venstre for det basalprogrammet som er aktivt.

* Du kan ha 4 basalprogram som vises i basaldosemenyen om du har aktivert dette i «Oppsett > Avansert oppsett nr. 2 (basalprogram).»

Basalprogramdoser							
Program 1*		Program 2*		Program 3*		Program 4*	
Hverdag		Annet		Ukeslutt		Mosjon	
Totalt E		Totalt E		Totalt E		Totalt E	
Start	E/tim	Start	E/tim	Start	E/tim	Start	E/tim
00:00		00:00		00:00		00:00	

Hovedmeny > Bolus > Påminnelser

Du kan ha din personlige påminnelesfunksjon på eller- avslått. Påminnelesfunksjonen finnes i Hovedmeny > Oppsett > Avansert oppsett 2 (Påminnelser). Når funksjonen er på viser pumpen påminnelser i Bolusmenyen.

Påminnelse 1 ___ PÅ ___ AV
Tid ___ FM ___ EM
Påminnelse 2 ___ PÅ ___ AV
Tid ___ FM ___ EM
BG-kontr. ___ PÅ ___ AV
Etter bolus ___ 1 t ___ 2 t ___ 3 t ___ 4 t

Hovedmeny > Bolus > Kombibolus

Dette er en Avansert bolusfunksjon. Du kan ha denne funksjonen på – eller avslått. Den Avanserte bolusfunksjonen finnes i Hovedmeny > Oppsett > avansert oppsett nr. 2. Når den Avanserte bolusfunksjonen er på vises Kombibolus i Bolusmenyen.

Varighet : tid ___ t
Normal/Forlenget ___ : ___

Hovedmeny > Oppsett > Tid/Dato

- Time : Minutt Sørg for at klokkeslettet du setter inn i pumpen er korrekt.
- Tidsform 12 timer (am/pm) eller 24 timer som er det vi vanligvis bruker i Norge.
- Måned Sørg for å sette inn riktig måned i pumpen.
- Dag Sørg for å ha riktig dato i pumpen.
- År Sørg for å ha riktig årstall i pumpen.

Hovedmeny > Oppsett > Lyd

	Lyd				
	Høy (H)	Middels høy (M)	Lav (L)	Vibrasjon (V)	Av
N-Bolus (Normal bolus)					
A-Bolus (Audiobolus)					Alternativ ikke tilgjengelig
T-Basal (Midlertidig basaldose)					
Advarsel					
Påminnelse					Alternativ ikke tilgjengelig
Varsel					Alternativ ikke tilgjengelig
Alarm					Alternativ ikke tilgjengelig

Hovedmeny > Oppsett > Avansert 1

Forhold mellom insulin og karbohydrater			Insulinsensitivitetsfaktor (ISF)			BG-mål			
I:K mengde	Tid	1 E:___ g	ISF	Tid	1 E:___ mmol/L	BG-mål	Tid	mmol/L	+/- mmol/L
1 av 12	00:00		1 av 12	00:00		1 av 12	00:00		
2 av 12			2 av 12			2 av 12			
3 av 12			3 av 12			3 av 12			
4 av 12			4 av 12			4 av 12			
5 av 12			5 av 12			5 av 12			
6 av 12			6 av 12			6 av 12			
7 av 12			7 av 12			7 av 12			
8 av 12			8 av 12			8 av 12			
9 av 12			9 av 12			9 av 12			
10 av 12			10 av 12			10 av 12			
11 av 12			11 av 12			11 av 12			
12 av 12			12 av 12			12 av 12			

Hovedmeny > Oppsett > Avansert 2 Bolus

Av. Bolus ___ PÅ ___ AV
Påminnelser ___ PÅ ___ AV
Dosering ___ Norm ___ Sakte

Basal

Program ___ 1 ___ 4

Hovedmeny > Oppsett > Avansert 3 Maksgrenser

Maksimal Basal ___ E/T
Maksimal Bolus ___ E
Maksimal daglig dose ___ E
Maks dose 2 t _____

Kontakt ditt diabetesteam for mer informasjon om den her innstillingen.

Hovedmeny > Oppsett > Avansert 4

Språk
Displaytidsavbrudd ___ 15 ___ 30 ___ 45 ___ 60
(Skjermen vises i sekunder)
Kontrast
(Lys i skjermen)
Batteri ___ Lith ___ Alka

Hovedmeny > Oppsett > Avansert 5 Auto Av

Funksjon ___ AV ___ PÅ

Om aktivert: Hvis man ikke trykker på pumpen i løpet av de timene den er stilt inn på vil pumpen stoppe all tilførsel av basaldosen.

Hovedmeny > Oppsett > Avansert 6

Lavt reservoaradvarsel ___ 10 ___ 20 ___ 30 ___ 40 ___ 50
Okklusjonsfølsomhet ___ L ___ H (anbefales og ha den på H)

Hovedmeny > Oppsett > Avansert 7 Audiobolus (Lydbolus)

Funksjon ___ PÅ ___ AV
Leveringstrinn ___ 0,1 E ___ 0,5 E ___ 1,0 E ___ 5,0 E

Hovedmeny > Oppsett > Avansert 8 IOB (Aktivt insulin i kroppen. Bolusdoser)

IOB-2 ___ PÅ ___ AV
Varighet ___ t

Hovedmeny > Oppsett > Avansert 9 Sykedager

BG over _____ mmol/L
Kontroller ketoner hver _____ time
Kontroller BG hver _____ time

Hovedmeny > CGM

Insulinpumpen Animas® Vibe™ kan benyttes sammen med Dexcom G4™ CGM (kontinuerlig glukosemåling). Dersom du bruker Dexcom G4™ CGM system sammen med pumpen tar dette valget deg til CGM menyen hvor du har tilgang til alle CGM funksjoner. Hvis du ikke bruker Dexcom G4™ CGM- systemet med din insulinpumpe Animas® Vibe™ vil ikke CGM funksjoner og data være tilgjengelig på pumpeskjermen.

Kontakt ditt diabetesteam hvis du har noen spørsmål om dine programmerte innstillinger. Om du ikke benytter deg av de innstillingene som er bestemt av ditt diabetesteam kan det føre til feilaktige insulindoseringer.

.....

Om du behøver hjelp med innstillinger ring vår akutte pumpe-support tlf: 480 80 830

.....

