

PUMPESTART

t:slim X2

PASIENTINFORMASJON

Navn: _____

Dato for pumpestart

--	--	--	--

Ansvarlig helsepersonell: _____

Ny på pumpe

Har brukt pumpe tidligere

1. Forbedringer

Type insulin: _____

Plan for overgang fra penn til pumpe

Tatt vanlig dose av langtidsvirkende insulin E.

Ved pumpestart bruk midlertidig basal reduksjon

.....% under timer.

Justere ordinær dose av langtidsvirkende

insulin før pumpestart til følgende: E.

2. Personlige profiler

Innstillinger fra tidligere pumpe

Tid	Basalhastighet 0,1 - 15 E/t	Insulinfølsomhet (ISF)	Karbohydratfaktor (I:K)	Blodsuktermål En verdi
00:00				

Kontrollere standarinnstillinger (fabrikkinstillinger) og/eller endre etter behov

Bolusinnstillinger	Standard	Endre innstillingen
IOB (tiden til aktivt insulin)	<input type="checkbox"/> 5 timer timer (2-8 timer)
Maks bolus	<input type="checkbox"/> 10 E E
Karbohydrater (KH)	<input type="checkbox"/> AV	<input type="checkbox"/> PÅ

PUMPESTART

t:slim X2

Funksjoner - kontrollere standarinnstillingene og endre etter behov

Funksjon	Standard	Endre innstillingen
Lavt insulin nivå	<input type="checkbox"/> 20 E E (10-40E)
Auto Av	<input type="checkbox"/> PÅ, 12 timer timer (15-24 timer eller <input type="checkbox"/> AV
Hurtigbolus <i>Manuell bolus ved trykk på startknappen</i>	<input type="checkbox"/> AV	Velg trinn/trykk Gram KH. <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 15 eller E insulin. <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 5

Målsetting med pumpestart

Aktuell nedlastning - resultat etter 14 dager

Gjennomsnittsverdi: Standard avvik:

Spesifikke problemer:

CGM

Bruk av påminnelse (alarm): Høy verdi Lav verdi Hastighet

Planlagt handling ved høy verdi: Ja Nei

Gjennomgang av trendpiler: Ja Nei

Gjennomgang av graf - trendpil/verdi: Ja Nei

Planlagt oppfølging: Dato: Tid:

Øvrige kommentarer